

COVID-19-TESTSTRASSE



1. Händedesinfektion

2. Rachenabstrich durch medizinische Fachkraft

3. Eintauchen des Stäbchens in ein Röhrchen mit einer Testlösung

4. Das Stäbchen selbst 2 Minuten umrühren und schrittweise zur nächsten Station

5. Röhrchen zusammendrücken, Stäbchen vorsichtig herausziehen und zwei Tropfen der Lösung auf eine Testkassette geben.

Schrittweise mit Testkassette und Röhrchen zur nächsten Station gehen.

6. Testergebnis vorzeigen:

1 Strich = negatives Testergebnis: das Röhrchen entsorgen und das Gebäude betreten

0 Striche = ungültiges Testergebnis: Bitte den Test wiederholen

2 Striche = positives Testergebnis: Das medizinische Personal führt Sie in einen abgetrennten Bereich, um einen zusätzlichen PCR-Abstrich zu nehmen.

